



Sugestão para emissão resultado do teste ImmunoComb Bovine Neospora Antibody Diagnóstico de Neosporose em bovinos – IgG

Método: DOT-ELISA

Amostra: soro, sangue ou leite

Resultado: score → S_____

O Título do anticorpo IgG anti- *Neospora caninum* é determinado comparando-se a intensidade da cor de cada amostra com o Controle positivo (C +), que é calibrado na CombScan em S3. É calibrado com o título de 1:400 no teste de Imunofluorescência (IFA).

INTERPRETAÇÃO:

- AMOSTRA DE LEITE (1 vaca ou resfriador)

S0 negativo

S1 **suspeito** (repetir o teste em 30-60 dias; em caso de aborto repetir em 30 dias)

≥S2 **positivo**

- AMOSTRA DE SORO

S0 negativo

S1 negativo

S2 **suspeito** (repetir o teste em 30-60 dias; em caso de aborto repetir em 30 dias)

≥S3 **positivo**